

装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：GSL-1100X-I/II/III-6" /8.5" /11" 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	管式炉	GSL-1100X-I/II/III-6" /8.5" /11" II-11	台	1	
2	热电偶	K 型 CAXL-14U-12DUAL	根	2	已安装
3	连熔炉管	Φ6 英寸*1320mm Φ8.5" *1320mm Φ11"*1320mm	根	1	已安装 (可选)
4	耐温手套	大号	副	1	
5	管堵	SY-6" (Φ140*100mm) SY-8.5" (203*180mm) SY-11" (Φ268*180mm)	个	2	可选
6	炉钩	1 米	把	1	
7	内六角扳手	M3 M5	把	2	各 1 把
8	(带)水冷法兰 总成	Φ6" Φ8.5 英寸 Φ11 英寸	套	1	已安装 (可选)
9	硅胶 O 型圈	内径 Φ168*5.3 内径 Φ215*5.3 内径 Φ278*7	个	8	4 个已安装 (可选)
10	硅胶 O 型圈	内径 Φ152*5.3 内径 Φ230*5.3 外径 Φ305*内径 Φ 295*5mm	个	4	2 个已安装 (可选)
11	硅胶 O 型圈	内径 Φ7.1*3.1	个	4	
12	卡箍	KF-40 (不锈钢)	个	1	
13	盲板	KF-40	个	1	
14	不锈钢三通	Φ12	个	2	

15	聚氨酯软管(白色透明)	外径 ϕ 12*内径 ϕ 8mm	米	6	
16	保修证书		本	1	
17	说明书		本	1	
检验人			审核人		

合肥科晶