

装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：GSL-1400X 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	管式炉	GSL-1400X	台	1	
2	单铂铑热电偶	S-220mm	根	1	
3	陶瓷管（炉管）	Φ60/Φ80×1000mm	根	1	已安装 （可选）
4	耐高温手套	大号	副	1	
5	管堵	SY-60（47*50mm）泡沫 陶瓷 SY-80（67*50mm）泡沫 陶瓷	个	4	可选
6	炉钩	60Cm	把	1	
7	硅碳棒	U型/等径Φ12/热125/ 冷200/间距30mm	根	10	8根已安装
8	内六角扳手	M2.5、M3、M5	把	3	各1把
9	法兰总成	Φ60/Φ80（新款）	套	1	可选
10	硅胶O型圈	外径Φ68*内径Φ58* 截面Φ5 外径Φ88*内径Φ78* 截面Φ5	个	8	可选
11	Φ60/Φ80压环	R120/62*100 大径Φ120/内孔Φ82* 总长100	副	1	已安装 （可选）
12	说明书		本	1	
13	保修证书		本	1	
检验人			审核人		