

## 装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日      型号：OTF-1500X-III-R60-AF UL      单据号码：：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	回转炉	OTF-1500X-III-R60-AF UL	台	1	
2	磁流体快接法兰	Φ 60 回转炉用	套	2	
3	摩擦轮组件		套	1	
4	连熔炉管	两端 Φ 60*中间 Φ 100*1200mm (异形)	根	1	选配
5	六角扳手	10#、6#、5#、4#、M3、M2.5	个	6	
6	磁流体密封件	K17Y	套	1	
7	卡箍	KF-25 (不锈钢)	个	2	
8	卡箍	KF-40 (不锈钢)	个	1	
9	卡箍	KF-50 (不锈钢)	个	5	
10	不锈钢收料罐组件	2L(容量)	个	1	
11	波纹管	KF50*100mm、KF-50*80mm	根	2	各一根
12	收料器支架		个	1	
13	送料器支架		个	1	
14	弯头	KF50 转 KF50	个	1	
15	堵头		个	1	
16	不锈钢双卡套外螺纹接头	Φ 6.35 G1/4" (直螺纹 MTI 用)	个	1	
17	自动供料器	PF-1S	台	1	
18	磁流体密封装置	KF50/KF50 长度 210 (附图)	个	1	
19	盲板	KF-25	个	1	
20	石英管毛刷		个	1	
21	供料器丝杆		个	1	
22	硅胶 O 型圈	外径 Φ 68*内径 Φ 58*截面 Φ 5	个	10	
23	磁流体支架				
24	单铂铑热电偶	S 型-145mm	个	3	
25	氟胶 O 型圈	卡箍 KF50 用	个	2	
26	四氟管	Φ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	根	1	
27	陶瓷管 (炉管)	Φ 60*1200mm (两边滚圆 350mm)	个	1	
28	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M6*16、M5*10、M5*15	个	24	各 8 个
29	不锈钢半圆头内六角螺丝	M8*16	个	8	
30	不锈钢螺母	M5、M6、M8	个	8	

31	不锈钢平垫	Φ5、Φ6、Φ8	个	24	各 8 个
32	不锈钢弹垫	Φ8	个	8	
33	说明书		本	1	
检验人				审核人	

合肥科晶