

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期：年月日型号：**OTF-1200X-5-R-II (UL)** 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	气氛回转炉	OTF-1200X-5-R-II (UL)	台	1	
2	磁流体快接法兰	Φ60 回转炉用	套	2	
3	摩擦轮组件	Ø60	套	1	
4	内六角扳手	M5、M4、M3、M2.5、M10	个	5	
5	卡箍	KF-25mm (不锈钢)	个	5	
6	卡箍	KF-50mm (不锈钢)	个	3	
7	不锈钢圆柱头 内六角螺丝	M6×16、M5×10、M5×15	个	24	各8个
8	不锈钢半圆头 内六角螺丝	M4×15、M8×16	个	16	各8个
9	不锈钢螺母	M8	个	8	
10	不锈钢平垫	Φ4、Φ6、Φ8	个	24	各8个
11	不锈钢弹垫	Φ8	个	8	
12	磁流体密封装置	KF50/KF25 长度129	套	2	
13	电磁阀及 出气口组件		个	2	
14	四氟管	Φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	根	1	
15	不锈钢双卡套 外螺纹接头	Φ6.35 G1/4" (直螺纹 MTI 用)	个	5	1个已安装
16	不锈钢料铲	Φ25*1000mm	个	1	
17	硅胶 O 型圈	外径 Φ68*内径 Φ58*截面 Φ5	个	10	
18	氟胶 O 型圈	卡箍 KF50 用	个	2	
19	波纹管	KF25*1000mm	根	1	
20	连熔炉管	Φ60*1100mm (异型附图)	根	1	
21	氢气探测器	CGD-1-1H2	个	1	

22	防爆箱支撑架 组件	气氛回转炉 OTF-1200X-5-R-II(UL)用	套	1		
23	点火器支撑架 组件	气氛回转炉 OTF-1200X-5-R-II(UL)用	套	1		
24	氢气探测器支架	510*510*2500mm	个	1		
25	浮子流量计	0.2-2l/min(110mm)	个	2		
26	便携式探测器	xr-h2	个	1		
27	手动挡板阀	GD-25B	个	1		
28	呆扳手	8-10, 12-14	个	4	各 2 把	
29	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米 (黑色)	根	1		
30	不锈钢弯管		个	1		
31	真空泵	VRD-8/220V/50/60HZ (含油雾过滤器)	台	1	选配	
32	信号线		根	1		
33	高能点火器		套	1		
34	说明书		本	1	电子档	
35	保修证书		本	1		
检验人		审核人				