

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：FMF-450

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	磁场辅助超高温悬浮熔炼炉	FMF-450	台	1	主机
2	坩埚钳	30CM	个	1	
3	磁悬浮熔炼坩埚	φ145*φ80*160mm (磁悬浮真空熔炼炉 FMF-450 用)	套	1	
4	连熔炉管	外径φ100*内径φ90*340mm	根	15	
5	冷水机	CW-6300	台	2	
6	感应线圈	φ104*φ120*85mm	个	2	
7	聚四氟管	Φ6.35mm	米	30	
8	波纹管（不锈钢）	KF25*500mm (分子泵组 FJ110 用)	根	3	
9	波纹管（不锈钢）	KF-25*1000	根	2	
10	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	10	
11	卡箍	KF-16mm（不锈钢）	个	1	
12	内六角扳手	M2.5 M3 M4 M5	个	4	各 1 只
13	线圈螺丝		个	8	
14	硅胶 O 型圈	内径φ110*5mm	个	20	1个已安装
15	硅胶 O 型圈	内径φ98*5mm	个	50	1个已安装
16	滤芯	KF25	个	1	
17	进气口粉尘过滤器	KF25（不锈钢）直通式	个	1	选配
18	水冷设备通讯线		根	1	
19	脚踏阀		个	1	
20	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M6*20mm,M4*20	个	各 20 个	
21	PVC 钢丝软管	内径 25 外径 31mm	米	50	
22	生料带	宽 26mm*厚 0.1mm（长度 20m/卷）	卷	1	
23	保险丝	2A	个	5	

24	不锈钢双卡套外螺纹接头	Φ6.35 NPT1/4 (锥螺纹气路用) 316 材质	个	10	
25	喉箍		个	26	
26	坩埚支架		套	1	
27	保修证书		份	1	
28	说明书		本	1	
29	自动变光护目镜		个	2	
30	防护面罩	厚度 1.5mm	个	2	
31	法兰支撑架		套	1	
32	高精度红外测温仪	HAIT-02(500℃-3000℃,精确度 ±5℃,4-20mA 线性输出	个	1	
33	磁悬浮真空法兰	FMF-450 用	套	1	
34	氮气减压器	N2 YQD-7 (0-0.1Mpa)	个	1	
35	真空计	ZDZ-52TV01/E 型	台	1	
36	不锈钢三通	KF25-KF16-KF25mm	个	1	
37	冷阱	φ220*270mm	个	1	选配
38	物料清理铲		把	1	
39	真空泵油	250mL	瓶	20	
40	磁悬浮熔炼炉坩埚组件	FMF-40 用	套	2	
41	真空泵	VRD-24	套	1	选配
42	法兰	FMF-40 用	套	2	
43	免责声明		份	1	
检验人			审核人		