

## 装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期：年 月 日

型号：GSL-1200X-III-D6 (UL) 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	不锈钢密封系统6英寸	GSL-1200X-III-D6 用	套	1	
2	不锈钢螺丝	M6*20mm	个	24	
3	不锈钢螺丝	M6*10mm	个	12	
4	不锈钢双卡套外螺纹接头	Φ 6.35 G1/4" (直螺纹 MTI 用)	个	2	
5	硅胶 O 型圈	内径 Φ 152*5.3	个	8	
6	硅胶 O 型圈	内径 Φ 168*5.3	个	4	
7	硅胶 O 型圈	内径 Φ 7.1*3.1	个	4	
8	管堵	SY-6" (Φ 140*100mm)	个	2	
9	连熔炉管	Φ 6 英寸*1200mm	根	1	
10	炉钩	1 米	根	1	
11	说明书		本	1	
12	内六角扳手	M3 M4 M5 M6	个	4	各一把
13	卡箍换接头	KF40-KF25	个	1	
14	卡箍	KF-25 (不锈钢)	个	1	
15	四氟管	Φ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	5	
检验人			审核人		