


50 或 100mm 宽度挤压头装置（含固定支架和数显千分表，用于 MSK-AFA-III 涂布机）SDH-FSC



SDH-FSC 是一款挤压头和固定装置，可以将本公司的 MSK-AFA-III 流延涂布机变换为挤压涂布机
挤压头可选宽度为 50mm 或 100mm.

技术参数

挤压头结构

材质：SUS630 不锈钢
含有 3 种不同厚度的垫片：0.2mm,0.3mm 和 0.4mm



特点

挤压头组装和拆卸都比较简单
容易清洗和维修
包含有连接管道，用于连接挤压头和注射泵



固定支架(安装有数显千分表)



固定支架可安装在涂布机上，带有数显千分表，可以调节挤压头与基底之间的间距

此固定支架仅针对于涂布机 MSK-AFA-III 设计



可选购注射泵



色触摸屏，操作方便快捷

- 按键配指示灯，工作状态清晰
- 适用注射器规格：10ul-140ml
- 注射器保护和堵塞报警
- 最大泵速：173mL/min (140mL)
- 最大行程 140mm
- 行程控制精度：误差 $< \pm 0.35\%$ (行程 $>$ 最大行程 30%时)
- 最大额定线性推力： $> 20\text{kgf}$