

## 装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@Kjmti.com](mailto:Sales@Kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日      型号：**OTF-1200X-VT-III-PGEP**      订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	气雾化立式热分解炉	OTF-1200X-VT-III-PGEP	台	1	
3	上法兰	φ100-φ6.35	套	1	
4					
5					
6	下法兰	φ100	套	1	
7	出气端法兰	φ25	套	1	
9	连熔炉管	φ100*1560mm	根	2	
10	蠕动泵	BT100FJ/YZ1515X	台	1	
11	蠕动泵泵管	16# 内径φ3.1*壁厚 1.6mm（进口）	根	2	
12	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	6	
13	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4"（锥螺纹气路 用）316 材质	个	2	
14	炉钩	1.5m	个	1	
15	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	6	已安装
16		KF-50mm（不锈钢）	个	4	
17		304 卡盘φ50.5	个	4	
18	特制扳手一		把	1	
19	特制扳手二		把	1	
20	排笔		把	1	
21					
22	耐高温手套	大号	副	1	
23	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5	个	4	各 1 个
24	不锈钢圆柱头螺丝	M6×20	个	3	
25	转接头	G1/2-φ25	个	1	
26	快插接头		个	1	
27	硅胶 O 型圈	内径φ15*2.65mm	个	1	
28		内径φ18*3.55mm	个	1	
29		内径φ11*2.65mm	个	16	
30		内径φ24*5mm	个	3	

31		外径 $\phi 68$ *内径 $\phi 58$ *截面 5	个	6	
32		内径 $\phi 97.5$ *5.3mm	个	12	
33		内径 $\phi 16$ *2.65mm	个	4	
34	氟胶 O 型圈	内径 $\phi 16$ *1.8mm	个	4	
35	陶瓷管	外径 $\phi 12$ *内径 $\phi 8$ *300mm	根	1	
36	折叠踏板爬梯	加厚铝合金五步梯	个	1	
38	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米 (黑色)	根	1	
39	电源线		根	1	
40	通讯线		根	2	
41	转接头	G1/2 转 G1/2	个	1	
42	过滤器		套	1	
43	滤芯	ABF-15	个	2	
44	不锈钢弯管	KF25-KF25	个	3	
45	转接头	KF25-卡盘 $\phi 50.5$	个	1	
46	旋风分离罐		套	2	
47	旋风分离罐支架		个	1	
48	法兰支架	$\phi 60$	套	1	
49	喉箍	$\phi 40$	个	3	
50	喷枪	配套 QFN-8000S 用	个	1	
51	风机出气管	$\phi 25$	米	3.5	
52		$\phi 12$	米	7	
53	高压风机	EHS-129NM 0.18KW 单相 220V, 50HZ	台	1	
54	排气管道		根	1	
55	空气压缩机		台	1	
56					
57	波纹管 (不锈钢)	KF-25*1200mm	根	1	
58	生料带		卷	1	
59	喷嘴	0.75mm、2.0mm	个	2	各 1 个
60	说明书		本	1	
61	保修证书		本	1	
62	免责申明		份	1	
检验人			审核人		