

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@Kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：OTF-1200X-III-VT-FB 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	立式流化床热分解炉	OTF-1200X-III-VT-FB	台	1	含控制柜
2	空压机	铜 3x800w--65L 无油机	台	1	
3	连熔炉管（异型）	φ80*φ50*1320mm	根	1	
4		φ25*200*130mm	根	1	U 型
5		φ25	根	1	
6	物料石英管（带漏斗砂芯）	φ33*φ27*80mm（100 目）	根	2	
7		φ33*φ27*80mm（200 目）	根	2	
8	收料罐		套	2	
9	过滤器		套	1	
10	旋风分离器		套	2	
11	不锈钢弯管	KF25-KF25	根	1	
12	法兰组件	φ50	套	1	
13	不锈钢变径大小头	KF50-KF25	个	1	
14	转接头	KF40-KF25	个	1	
15	快速连接法兰	KF25	个	3	含密封圈
		KF50	个	1	
16	卡箍（不锈钢）	KF-50mm	个	2	
		KF-40mm	个	4	
		KF-25mm	个	4	
17	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5、M6	个	5	各 1 个
18	聚氨酯软管（白色透明）	外径φ12*内径φ8mm	米	5	
19	毛刷		根	2	
20	高温毯		块	2	
21	送料器	500ml	套	1	
22	控制盒		套	1	
23	适配器		套	1	
24	过滤网	40 目	个	3	
25		100 目	个	3	
26		150 目	个	3	

27		200 目	个	3	
28	不锈钢圆柱头内六角螺 丝	M4*10	个	10	
		M8*15	个	4	
		M6*15	个	3	
29	紫铜密封圈	φ20*φ16	个	2	
30	硅胶 O 型圈	外径φ58*内径φ48*截面φ5	个	8	
		φ39*3.5	个	2	
31	快插接头	φ12 转φ16	个	2	
32	折叠踏板爬梯	加厚铝合金五步梯	个	1	
33	呆扳手	12-14	个	1	
34	说明书		本	1	
35	保修证书		本	1	
36	免责申明		份	1	
检验人			审核人		