



线性 5 针头（1 个进液口，用于 DIY 静电纺丝）XX5PT



XX5PT 线性 5 针头，可输入一种液体分为 5 个针头同时喷出，可用于 DIY 静电纺丝机，制备高均匀性纤维膜。

技术参数

结构



可同时安装 5 个针头，一种液体分流 5 个针头喷出
5 线喷头喷射覆盖宽度为 160mm
标配 10 个针头，尺寸：外径 0.64mm×内径 0.33
针头之间的间距 25mm
1 个进液口，1 个电压输入端子

可选装置
(产品中不包含)

此同轴喷头为卷对卷静电纺丝机 MSK-ECS-R2R-1U 配件



为搭建静电纺丝系统，可能需要以下产品

- 1 个往复机构 (图 1)
- 1 个高压电源 (图 2)
- 1 台注射泵 (图 3)
- 1 个加热型平板收集器 (图 4)



图 1



图 2



图 3



图 4