



可拆卸/组装式膜离子电导率测试池（2 电极或 4 电极） SPC-MC



SPC-MC 是一个可拆卸/组装式测试池，有 2 电极或 4 电极结构，用于测试固态薄膜离子电导率。

技术参数

<p>2 电极结构</p> 	<ul style="list-style-type: none">池体材料：PEEK铂片作为金属对电极2 电极测试方法适用于离子膜导电率（或其他固态膜）测试实验
<p>4 电极结构</p>	<ul style="list-style-type: none">池体材料：PEEK铂丝作为金属对电极



- 4 电极测试方法
- 适用于离子膜导电率（或其他固态膜）测试实验