

5L 三轴行星式真空搅拌机 MSK-SFM-5L



MSK-SFM-5L 是一款三轴行星式真空搅拌机，配有一个 2L 的搅拌罐，PLC 触摸屏控制面板。这种真空搅拌机采用独特的三轴搅拌设计，确保复杂的材料在真空环境下无泡混合，并保持极高的混料均匀性。搅拌罐上有观察窗口，可更好地监测搅拌过程。MSK-SFM-5L 特备适合制备 LiCoO_3 , LiFePO_4 , 和陶瓷浆料，达到比较好的分散性和均匀性。

电源要求	<ul style="list-style-type: none">电压, AC 208 - 240V 50/60Hz, 单相总功率: 2.5kW
搅拌浆转速	<ul style="list-style-type: none">搅拌浆转速: 0 - 112 rpm, 电机: 2.2kW分散浆转速: 0 - 2900 rpm, 电机: 1.5kW

	
浆料粘度	最大 10000 mPa·s (cps)
真空泵（可选） 	抽气速率：2.2L/s 功率：0.37KW
搅拌罐 	<ul style="list-style-type: none"> 尺寸： <ul style="list-style-type: none"> 内部：Φ195mm * H.205mm 外部：Φ.265mm * H.260mm 容积：5 L 带有水冷夹层 带有温度显示和超温报警
搅拌桨 	搅拌桨与罐底距离：2-4mm 搅拌桨与罐壁距离：2-5mm 两个搅拌桨之间距离：2-8mm 搅拌桨材质：SS304 不锈钢
循环水冷机（可选）	数显温度控制循环水冷机，容积：6L，水流量 16L/min
连接配件&接口	<ul style="list-style-type: none"> DN50 进料口 3 个球阀出口 2 个 DN50 观察窗口 1 个 G1/2" 真空接口 1 个 G1/2" 出气口
控制面板	触摸屏控制面板 
质保	一年质保期，终身维护

外形尺寸	 <p style="text-align: right;">1130mm(L) x 480mm(W) x 1310mm(H)</p>
产品重量	380kg
应用注意	<p>可选购加热罐，最高温度 190℃，温度程序可控</p> 