



装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：CVD-800X-PE

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	立式冷壁 CVD 系统	CVD-800X-PE	台	1	
2	恒压控制系统	GZK-PID-VRD24	台	1	
3	气液混合罐加热装置 100ml	φ65-φ52*65-220V-500W	个	4	
4	加热罐	100ml	个	4	
5	二次加热装置		套	1	
6	4 英寸喷头法兰组件		套	1	
7	石英罩	φ166-φ150*250mm	个	1	
8	溅射防爆网	φ175*267mm	个	1	
9	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	3	
10	波纹管（不锈钢）	KF-25*1200mm	根	1	已安装
11	呆扳手	5.5-7、14-17	个	2	各一个
12	内六角扳手	M3、M4	个	2	各一个
13	高温毯	2200*250*T10mm（阿尔塞）	个	1	
14	玻璃纤维加热带	宽度 3cm 长度 3 米 300W	个	1	
15	高温玻璃布胶带	3M-69# 50*33	卷	1	
16	排气管		米	4	
17	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	12	
18	不锈钢管	φ6.35 316LEP	米	2	
19	不锈钢双卡套外螺纹 接头	φ6.35 NPT1/4（锥螺纹气路用） 316 材质	个	5	



合肥科晶

HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD
肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

20	气路 5 不锈钢管		根	1	
21	气路 1-4 四氟管		根	4	
22	平台支架组件		套	1	
23	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米 (黑色)	根	1	
24	通讯线		根	1	
25	硅胶加热带电极组件		套	1	
26	说明书		本	1	
27	保修证书		本	1	
28	免责声明		份	1	
检验人			审核人		