

# 250ml 氮化硅球磨罐(重量 1.3kg)MJ-250SiN



## 技术参数

型号	• MJ-250SiN
材质	• 氮化硅(Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )
容积	• 250ml
质量	• 1.3Kg
尺寸	• 外部尺寸: $\Phi 94 \times H99$ mm • 内部尺寸: $\Phi 73 \times H65$ mm 
应用事项	• 此球磨罐可用于本公司行心球磨机: MSK-SFM-1 和 MSK-SFM-15



- 可在本公司选购各种材质的研磨球：氮化硅、不锈钢和氧化锆等。

