

# 氧化锆坩埚（外径 34mm,高度 38mm,壁厚 2.5mm,(15ml)，熔点 2100℃） CZ-D34H38



高纯氧化锆坩埚，适用于样品煅烧，金属熔炼铸造和陶瓷样品制备等

## 技术参数

尺寸	外径 34mm,高度 38mm,壁厚 2.5mm 
形状	圆锥状
容积	15ml
纯度	ZrO <sub>2</sub> > 99.5%, CaO > 99.9%
成分组成	80%ZrO <sub>2</sub> +20%CaO
密度	4.0g/cm <sup>3</sup>
最高工作温度	2100℃
注意	氧化锆抗热震性差，升温和降温速率不可超过 5℃/分钟