

## 装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：**OTF-1200X-5L-R-III-AF (UL)** 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	回转炉	OTF-1200X-5L-R-III-AF UL	台	1	
2	自动供料器	PF-1S	台	1	
3	不锈钢收料罐组件	5L（容量）	套	1	316 材质
4	磁流体密封件	K17Y（新款）-A（316L 材质）	套	1	
5	磁流体密封传动装置	K35Y-225	套	1	
6	波纹管	KF50*100mm、KF-50*80mm	根	2	各一根
7	不锈钢快接法兰总成组件	φ60	套	2	316 材质
8	不锈钢管组件	外径φ60*内径φ52*长度 1200mm	根	1	316 材质
9	摩擦轮组件	φ60	套	1	
10	弯头	KF50 转 KF50	个	1	
11	连熔炉管毛刷	1500mm	个	1	自制
12	供料器丝杆		个	1	
13	磁流体支架		个	1	
14	收送料支架组件	810*290*295mm(回转炉 OTF-1200X-5L-R-III-AF 用)	套	1	
15	堵头		个	1	弯头用
16	卡箍（不锈钢）	KF-25mm	个	3	
		KF-40mm	个	2	
		KF-50mm	个	8	
17	盲板	KF-25mm	个	1	
18	硅胶 O 型圈	内径φ7.1*3.1	个	4	
19	氟胶 O 型圈	卡箍 KF50 用	个	2	
		外径φ68*内径φ58*截面φ5mm (氟橡胶 26)	个	12	
20	内六角扳手	M10、M6、M5、M4、M3、M2.5	个	6	各一个
21	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
22	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M6*15、M5*10、M5*15	个	24	各 8 个
23	不锈钢半圆头内六角螺丝	M8*20	个	8	
24	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4"（直螺纹 MTI 用）	个	1	
25	不锈钢螺母	M5、M6、M8	个	24	各 8 个

26	不锈钢平垫	$\phi 5$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$	个	24	各 8 个
27	不锈钢弹垫	$\phi 8$	个	8	
28	呆扳手	14-17、17-19	个	2	各 1 个
29	说明书		本	1	电子档
30	保修卡		本	1	
31	产品安全使用免责申明		份	1	
<b>检验人</b>			<b>审核人</b>		

合肥科晶