

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：OTF-1200X-S-D ϕ 80mm 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	HVPE 系统	OTF-1200X-S-D ϕ 80mm	台	1	
2	法兰组件	ϕ 80mm（不锈钢法兰）	套	1	
3	冷阱	ϕ 220*270mm（成品）	台	1	
4	连熔炉管	外径 ϕ 8*内径 ϕ 4*长度 800mm	根	1	
5		ϕ 80*1200	根	1	
6	波纹管（不锈钢）	KF-25*1200mm	根	2	
7	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	5	
8	管堵		个	4	
9	防护罩		个	2	
10	氢气探测器（数显带声光报警）	CGD-1-1H2	个	1	
11	氢气探测器支架	510*510*2500mm	个	1	
12	法兰支架		个	2	
13	四氟管	ϕ 6.35*内径 4m 壁厚 1.17mm	米	6	
14	氟胶 O 型圈	内径 ϕ 7.5*2.65mm	个	2	
15	硅胶 O 型圈	外径 ϕ 88*内径 ϕ 78*截面 ϕ 5	个	8	
16	高真空手动挡板阀	GDJ25	个	1	
17	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5	个	4	各 1 个
18	不锈钢内六角螺丝	M5×15	个	6	
		M5×10	个	12	含螺母
		M6×20	个	8	
19	炉钩	1000mm	根	1	
20	高温手套	大号	副	1	
21	说明书		份	1	
22	免责声明		份	1	
23	保修证书		份	1	
检验人			审核人		