

## 装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我  
公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[kmt@aiofm.ac.cn](mailto:kmt@aiofm.ac.cn)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：**SP-50KTC**

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	小型高温感应加热/熔 炼系统	SP-50KTC	台	1	主机
2	感应加热圈	内径 142mm	只	2	
3	保险	2A	个	5	
4	脚踏阀		个	1	
5	硅胶 O 型圈	内径 $\phi$ 3*2.5mm	个	7	
		内径 $\phi$ 128*5.3mm	个	9	
		内径 $\phi$ 140*5mm	个	2	
6	防护面罩		个	1	
7	不锈钢密封系统	$\phi$ 130（非标）	套	1	
8	石英管	$\phi$ 130*360mm	根	1	
9	石墨坩埚	外径 $\phi$ 50*内径 $\phi$ 40*高度 90mm	只	2	
10	保温套		套	2	
11	坩埚钳	30CM	个	1	
12	内六角扳手	M5、M4、M3、M2.5、M2	个	5	各 1 个
13	法兰支撑杆		个	4	
14	增压接头		个	1	
15	热电偶	K 型	根	4	含信号线
16	不锈钢双卡套外螺纹接 头	$\phi$ 6.35 NPT1/4（锥螺纹气路用） 316 材质	个	1	
17	钢化玻璃		块	3	
18	四氟管	$\phi$ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
19	聚氨酯软管（白色透明）	外径 $\phi$ 12*内径 $\phi$ 8mm	米	3	
20	直角玻璃卡		个	2	
21	卡箍	KF25	个	1	

22	耐温手套	大号	副	1	
23	保温体底座		个	1	
24	水冷设备	CW-5300AI 220V/50HZ	台	1	含说明书
25	温控系统		台	1	
26	通讯线		根	1	
27	联想笔记本电脑 15.6英寸	IdeaPad 15s	台	1	
28	宽量程红外测温仪	WRIRT426	台	1	
29	激光笔		支	1	
30	支撑架		套	1	
31	不锈钢圆柱头螺丝	M6*10	个	10	含平垫、弹垫、螺母 6、6、6
32		M6*20	个	4	
33		M6*16、M5*20、M4*16	个	36	
34	国标电源线	RVV-3*1.5-3米（黑色）	根	1	
35	说明书		本	1	
36	保修证书		份	1	
37	免责声明		份	1	
<b>检验人</b>			<b>审核人</b>		