

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：OTF-1200X-5D-R-III-G 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	回转炉系统	OTF-1200X-5D-R-III-G	台	1	
2	不锈钢快接法兰	φ60 回转炉用	套	2	
3	摩擦轮组件	φ60	套	1	
4	磁流体密封装置	KF50/KF25 长度 129	个	1	
5	磁流体支架		个	2	
6	支架底座		个	2	含弹簧
7	硅胶 O 型圈	外径φ68*内径φ58*截面φ5	个	12	
8	氟胶 O 型圈	卡箍 KF50 用	个	2	
9	管堵	SY-50 φ37*50mm（泡沫陶瓷）	个	2	含棉
10	石英管毛刷		个	1	自制
11	水平仪		个	1	
12	炉钩	1 米	个	1	
13	旋转接头	KF50-KF40	个	1	
14	卡箍（不锈钢）	KF-25mm、KF-50mm	个	6	各 3 个
		KF-40mm	个	6	
15	盲板	KF25、KF-40	个	2	各 1 个
16	波纹管（不锈钢）	KF-40*1000	根	2	1 根含加热带
17	内六角扳手	M6、M5、M4、M3、M2.5	个	5	各 1 个
18	呆扳手	14-17、17-19	个	2	各 1 个
19	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
20	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4"（直螺纹 MTI 用）	个	1	

21	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M6×16、M6×10、M5×10、M5×15	个	32	各 8 个
22	不锈钢半圆头内六角螺丝	M4×20、M8×20	个	16	各 8 个
23	不锈钢螺母	M4	个	16	
24	不锈钢平垫、弹垫	M4、M8	套	8	各 4 套
25	不锈钢料铲	φ38*200*1200mm	个	1	
26	连熔炉管（异形）	φ60*1600/φ130*700mm	根	1	
27	耐高温球阀	304 KF40	个	1	
28	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米（黑色）	根	2	
29	温控盒		台	1	
30	说明书		本	1	电子档
31	保修证书		份	1	
32	免责声明		份	1	
33	水冷设备	CW-5000AI/AC220V-240V/50HZ	台	1	含说明书
34	加热装置	回转炉用	套	1	含炉架、加热器
35	冷阱	φ220*270mm（成品）	台	1	含水管
36	连熔炉管（异形）	φ60*1600/φ130*700mm	根	2	
检验人			审核人		