

## 装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：[kmt@aiofm.ac.cn](mailto:kmt@aiofm.ac.cn)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：OTF-1200X-III-TGA

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	热重分析炉	OTF-1200X-III-TGA	台	1	
2	电子天平	BCE623-1CCN	台	1	
3	联想笔记本	L14	台	1	含鼠标
4	连熔炉管	外径 $\phi$ 100*内径 $\phi$ 90*850mm	根	1	
5	法兰组件	OTF-1200X 用	套	1	
6	热电偶	K 型 KQXL-18G-28	根	1	
7	管堵		个	1	自制
8	氧化铝坩埚	$\phi$ 39* $\phi$ 35*120mm	个	2	
9	坩埚支撑杆	长度 610mm	根	1	自制
10	不锈钢双卡套外螺纹接头	$\phi$ 6.35 G1/4"（直螺纹 MTI 用）	个	3	
11	氟胶 O 型圈	内径 $\phi$ 3*截面 $\phi$ 3	个	4	
		内径 $\phi$ 98*5mm	个	4	
		内径 $\phi$ 106*5.3mm	个	1	
		内径 $\phi$ 462*5mm	个	1	
12	硅胶 O 型圈	内径 $\phi$ 7.1*3.1	个	4	
		内径 $\phi$ 98*5mm	个	8	
13	盲板	KF-25	个	1	已安装
14	卡箍（不锈钢）	KF-25mm、KF-40mm	个	2	各 1 个，已安装
15	卡箍（链式卡箍）	KF-100mm	个	1	
16	卡盘吊杆		根	1	
17	呆扳手	14-17	个	2	
18	内六角扳手	M5、M4、M3、M2.5、M2	个	5	各 1 个
19	聚氨酯软管（白色透明）	外径 $\phi$ 12*内径 $\phi$ 8mm	根	1	
20	四氟管	$\phi$ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	根	1	
21	网线	3 米	根	1	
22	不锈钢内六角圆柱头螺丝	M6*30、M6*20、M6*15	个	36	各 12 个
		M5*20	个	6	
		M4*15	个	12	
23	不锈钢平垫、弹垫	M4、M6	套	24	各 12 套

24	顶丝	M4	个	12	
25	真空硅脂	7501	盒	1	
26	说明书		本	1	
27	保修证书		份	1	
28	免责声明		份	1	
29	水冷设备	CW-5300AI 220V/50HZ (冷媒 R410)	台	1	
30	氧化铝坩埚	φ39*φ35*120mm	个	5	
31	卡盘	不锈钢 50-3 爪	个	3	
		φ50 (310S)	个	1	
检验人			审核人		

合肥科晶